

三井式
温熱治療器
Ⅲ

〈家庭用管理医療機器〉

「温める」「ゆるめる」「刺激する」さらに「きれいに」
ご自宅で手軽にできる温熱セルフケア!

三井温熱治療器Ⅲの効能効果の範囲

- ①疲労回復 ②血行をよくする ③筋肉の疲れをとる ④筋肉のこりをほぐす
⑤神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 ⑥胃腸の働きを活発にする



- 取扱説明書、保証書
- 温熱セルフケアのポイント付
(分かりやすい使い方ガイド)

¥79,000 (税抜)



かんたん操作で
使いやすく、安心。

毎日のセルフケアにぴったり。



あんしん ① 大きなヘッド部分

発熱板表面にはセラミックコーティングがしてあり、そこから放射される遠赤外線が効率よく体を温めていきます。

あんしん ② 温度設定が簡単なコントロールパネル

身体の状態に合わせて、5段階の中から温度設定が選べます。残り時間も表示され、1時間経つと自動的に電源が切れます。

あんしん ③ 軽量で手に馴染みやすい

グリップ部分は、片手でも楽に動かせます。緩やかなカーブがついて、背中や腰など背部にもあてやすい形状となっています。

■ 設定温度

1	2	3	4	Pro
約42℃	約55℃	約62℃	約70℃	約86℃

※ 温度設定ボタンを長押しすると、Pro 設定に移行します。

製品概要

販売名	三井式温熱治療器II
医療機器認証番号	22100BZX01108000
名称	温灸器
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	31W
定格時間	60分
外形寸法	制御部／幅160×奥行 100×高さ 40(mm) 発熱部／幅 70×奥行 230×高さ 30(mm)
重量	制御部／230g 発熱部／160g

販売元

三井温熱 株式会社
〒286-0201 千葉県富里市日吉台 3-36-1 TEL.0476-37-8771

製造販売元

株式会社エスエヌディ
〒392-0012 長野県諏訪市大字四賀 3225-2 TEL.0266-58-6680

温熱器をもっと身近に便利に
お使いいただける関連商品

関連商品

■ マイハンドらくらく (別売品)

手の届かない場所でも
自由自在に「注熱」
できる



温熱の最大の治療ポイントはなん
といっても背中、その手の届きにく
い背中に自由自在に「注熱」できる
アイテムとして開発されたのが「マ
イハンドらくらく」です。すわって

使用するだけでなく、仰向けに寝た状態で使用できるのも便利
です。適度に圧がかかった温熱は本当に気持ちいいもの。温熱器の可動範囲を拡張させ、身体の曲線にもフィット
します。温熱器の頼りになるパートナーとして、毎日の温熱セ
ルフケアにはかかせない存在になることでしょう。

■ MUGENホワイトジェル (別売品)

忙しい女性を美しくしてくれる
オールインワンジェル



無限のパワーを秘めた特別なお水をベースにスクワラン・プラ
センタ・コラーゲンに加え、11種類の植物エキスをバランスよく
配合しました。肌の内側からはたらきかけ、潤いを与えること
で、肌本来のハリとやわらかさが戻ってきます。オールインワン
特有のべたつき感がなく、しっかり潤います。